

InBody s10

Nació para el uso en Unidades de Cuidados Intensivos(UCI) y nefrología



Especificaciones

Método	Método Segmental Directo de Análisis de Impedancia Bioeléctrica de Multi-frecuencia
Frecuencias	1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz
Base de Datos	100,000
Hoja de Resultados	A4(Composición Corporal, Agua Corporal), Ticket Térmico
Modo de Postura	Postura Acostada, Sentada, De pie
Modo de Diálisis	Antes, Durante, Después de Diálisis
Tipo de Electrodo	Tipo Táctil, Tipo Adhesivo
Peso/Dimensión	2 kg / 202 × 322 × 53m
Rango de Edad	3 – 99 años
Rango de Peso	10 – 250 kg
Rango de Estatura	95 – 220 cm
Interfaz Externa	Cable USB, RS-232C

Aplicación

- Centros de Cáncer
- Clínicas de Linfedema
- Diálisis
- Nefrología
- Nutrición Clínica
- Cirugía General
- Medicina de Rehabilitación
- Unidades de Cuidados Intensivos
- Pediatría
- Cirugía Torácica



Aparatos Adicionales / Accesorios



▶ Lookin'Body



▶ Impresora Térmica



▶ Carrito



▶ Maletín Portátil

InBody Agua Corporal

[InBodyS10]

InBody

TEL: 02-501-3939 FAX: 02-578-2716

ID	Altura	Edad	Sexo	Fecha & Hora de la prueba
Jane Doe	156.9cm	51	Female	2016.05.04. 09:46

Composición del Agua Corporal

	Bajo	Normal	Alto
ACT Agua Corporal Total (L)	40 60 90 100 110 140 160 180 200 220 240 %	27.5	
AIC Agua Intracelular (L)	40 60 90 100 110 140 160 180 200 220 240 %	16.6	
AEC Agua Extracelular (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	10.9	

Análisis de Agua Corporal

	Bajo	Normal	Alto
AEC/ACT	0.320 0.340 0.360 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450	0.397	

Análisis de Agua por Segmento

	Bajo	Normal	Alto
Brazo Derecho (L)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 %	1.42	
Brazo Izquierdo (L)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 %	1.36	
Tronco (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	13.6	
Pierna Derecha (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	4.13	
Pierna Izquierda (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	4.10	

Análisis de Tasa AEC por Segmento

	Brazo Derecho	Brazo Izquierdo	Tronco	Pierna Derecha	Pierna Izquierda
Alto				0.398	0.401
Ligeramente Alto					0.403
Normal	0.380	0.381			

Historia de Composición del Agua Corporal

	15.10.10 09:15	15.10.30 09:40	15.11.02 09:35	15.12.15 11:01	16.01.12 08:33	16.02.10 15:50	16.03.15 08:35	16.05.04 09:46
Peso (kg)	65.3	63.9	62.4	61.8	62.3	60.9	60.5	59.1
ACT Agua Corporal Total (L)	28.3	28.0	28.0	27.9	27.9	27.6	27.8	27.5
AIC Agua Intracelular (L)	17.0	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	16.6
AEC Agua Extracelular (L)	11.3	11.1	11.1	11.0	11.1	10.9	11.1	10.9
AEC/ACT	0.399	0.398	0.396	0.396	0.397	0.396	0.398	0.397

Reciente Total

Análisis de Composición Corporal

Proteínas	7.2 kg (7.0~8.6)
Minerales	2.63 kg (2.44~2.98)
Masa Grasa Corporal	21.8 kg (10.3~16.5)
Masa Libre de Grasa	37.3 kg (35.8~43.7)
Contenido Mineral Óseo	2.18 kg (2.01~2.45)

Análisis de Músculo-Grasa

Peso	59.1 kg (43.9~59.5)
Masa de Músculo Esquelético	19.6 kg (19.5~23.9)
Masa Magra	35.1 kg (33.8~41.4)
Masa Grasa Corporal	21.8 kg (10.3~16.5)

Análisis de Obesidad

IMC	24.0 kg/m ² (18.5~25.0)
PGC	36.9 % (18.0~28.0)

Control de agua

AEC/ACT 0.385	- 0.51L / 58.6kg
AEC/ACT 0.395	- 0.06L / 59.0kg
AEC/ACT 0.405	+ 0.40L / 59.5kg

*El elemento control de agua muestra el nivel de agua a ser controlado en base a la proporción de agua extracelular. Este elemento muestra el nivel de agua, que varía cuando la proporción de agua extracelular se establece de manera distinta de acuerdo a la presencia o ausencia de complicaciones, como se describe en un documento de la publicación de 2008 de la Sociedad japonesa de terapia con diálisis (Japan Society for Dialysis Therapy, JSdT).

Parámetros de Investigación

Tasa Metabólica Básal	1176 kcal
Área de Grasa Visceral	121.5 cm ²
Masa Celular Corporal	23.8 kg (23.4~28.6)
Circunferencia del Brazo	30.2 cm
Circunferencia de Músculo del Brazo	25.7 cm
ACT/MLGTBW/FFM	74.1 %

Reactancia

	BD	BI	TR	PD	PI
Xc(Ω) 5 kHz	12.0	11.6	2.1	9.0	8.8
50 kHz	26.2	25.0	2.3	19.8	19.1
250 kHz	23.3	21.6	2.4	13.3	13.9

Ángulo de Fase Corporal Total

	4.3°				
	BD	BI	TR	PD	PI
φ(°) 50 kHz	4.5	4.1	5.7	4.0	3.8

Impedance

	BD	BI	TR	PD	PI
Z(Ω) 1 kHz	379.6	392.7	26.8	306.8	316.1
5 kHz	373.1	385.4	25.7	303.0	314.1
50 kHz	337.2	352.5	23.0	282.3	289.8
250 kHz	307.9	322.9	20.4	263.3	272.7
500 kHz	297.4	311.5	19.1	258.1	267.8
1000 kHz	286.4	297.4	17.0	254.5	264.0